

Вкладыши стали лучше: сравнение

Традиционные вкладыши: удобные и надежные



Простота в применении



Возможность самостоятельного ухода




Комфорт



Экономия времени на настройку

Вкладыши EasyGuard: меньше деталей, меньше настроек, меньше повторных визитов, больше времени для качественного слуха



Все преимущества традиционных вкладышей



Упрощают уход в домашних условиях



Снижают необходимость в последующем уходе



Повышают удобство использования



Продлевают срок службы слуховых аппаратов

Революция в области дизайна вкладышей для облегчения удаления ушной серы

Верните себе ценное время с вкладышами EasyGuard. Каждый вкладыш разработан для сокращения количества посещений специалистов, продления срока службы слухового аппарата и облегчения его обслуживания. Запатентованная передающая звук мембрана, скрытая внутри вкладыша, герметизирует и защищает ресивер от ушной серы и влаги, сохраняя при этом четкое и естественное звучание.



Преимущества для вас

- Экономия или более эффективное использование времени приема
- Повышение качества консультирования
- Укрепление доверия клиентов
- Удовлетворение потребностей клиентов



Преимущества для вашей практики

- Сокращение числа незапланированных повторных визитов и ремонтов
- Дополнительные возможности для увеличения дохода
- Выделение на фоне местных конкурентов
- Повышение удобства для клиентов



Преимущества для ваших клиентов


- Упрощение ухода за слуховыми аппаратами
- Сокращение визитов в ваш кабинет и меньше простоев устройств
- Защита их инвестиций
- Поддержание оптимальной работы слуховых аппаратов

HANSATON Вкладыши EasyGuard™

Вы знали, что...

38%

сервисных визитов связаны с ушной серой —
и часто проблема решается простой заменой фильтра¹



CeruStop™ остается
на месте для
дополнительной защиты


Передающая звук
мембрана

EasyGuard разработан для сокращения количества таких визитов, помогая вашим клиентам:



Выполнять чистку за секунды

Просто протрите их мягкой тканью —
никаких специальных инструментов или
замены фильтров не потребуется



Не пропускать ушную серу, но пропускать звук

Мембрана герметично закрывает порт ресивера,
защищая его от ушной серы, при этом обеспечивая
свободное и чистое прохождение звука

**Вкладыши EasyGuard доступны
в следующих вариантах:**

	S	S/M	M	M/L	L
 Вкладыши с вентом	✓		✓		✓
 Открытые вкладыши	✓		✓		✓
 Мощные вкладыши	✓	✓	✓	✓	✓



Совместим с
SDS 4, 5 и 6

**Простой уход и исключительная
четкость звука!**