

Hansaton Essenz

Услышьте мир
по-новому.

Слуховые аппараты Essenz

Ваши клиенты смогут мгновенно воспользоваться инновационными возможностями HearIntelligence 6.0 с технологией обработки звука Hansaton Essenz на базе чипа ERA™.

Ключевые особенности:

- Автоматическая программа **Intelligent AutoSurround** на базе ИИ обеспечивает быструю и безошибочную оптимизацию устройства для любой акустической обстановки.
- Функция **StereoBeam** позволяет четко воспринимать речь даже в шумных условиях.
- А функция **Soft SpeechBoost** позволяет слышать тихие голоса, облегчает восприятие, снижает усталость и улучшает разборчивость речи даже на расстоянии.¹
- **Универсальное соединение** позволяет наслаждаться непрерывными звонками в режиме hands-free и потоковой передачей данных.
- **Удобные зарядные устройства для RIC и ITE** с магнитным механизмом для подключения слуховых аппаратов.



sound E-R (RIC)
Красивый дизайн



jazz E-R (ITE)
Перезаряжаемый
и беспроводной



jazz E-10 NW O (ITE)
Маленький
и незаметный



sound E-RX
Перезаряжаемый со встроенным ИИ

Экспертный уровень ИИ — sound E-RX

HearIntelligence достигает экспертного уровня с SenseSonic IQ, оснащенным ИИ-чипом DEEPSONIC.

SenseSonic IQ²:

- Извлекает, улучшает и интегрирует речевой сигнал в реальном времени, обеспечивая непревзойденную разборчивость речи в шуме, поступающей с любой стороны.
- Отделяет голоса людей от шума, мгновенно улучшает понимание речи и облегчает восприятие.

Данная модель ИИ работает в реальном времени и автоматически, чтобы пользователи могли наслаждаться полной жизнью!

¹ Исследования Hansaton: улучшенное восприятие звуков в тишине (2025).

² Исследования Hansaton: улучшенное восприятие звуков в шуме с ИИ (2026).

Для использования некоторых функций требуются беспроводные слуховые аппараты.

Уровни производительности Hear**Intelligence** 6.0

	9	7	5	3	1
НОВОЕ  Экспертный уровень ИИ – с sound E-RX SenseSonic IQ	✓	✓			



Функция Intelligent AutoSurround

Функция Intelligent AutoSurround	8	6 / 7 ¹	4	2	
Разговор в очень шумной обстановке ²	✓	✓ ¹			
Разговор в многолюдном месте	✓				
Разговор в небольшой группе	✓	✓			
Музыка	✓	✓			
Тишина	✓	✓	✓		
Шум	✓	✓	✓		
Разговор в шумной обстановке	✓	✓	✓	✓	
Разговор в тишине	✓	✓	✓	✓	✓ ³



Фокус на речи

ОБНОВЛЕНО Функция StereoBeam ²	✓ ⁴	✓ ⁴			
Функция Dynamic SpeechBeam ²	✓				
Функция SpeechBeam ²		✓			
Функция Dynamic SpeechBeam в машине ²	✓				
ОБНОВЛЕНО Функция Directional SpeechBoost ²	✓				
ОБНОВЛЕНО Функция Soft SpeechBoost ⁵	✓	✓	✓		
ОБНОВЛЕНО Функция SpeechBoost	✓	✓	✓	✓	✓



Определение источника звука²

Функция SphereSound Natural	✓				
Функция SphereSound	✓	✓	✓		



Комфорт даже в шумной среде

ОБНОВЛЕНО Интеллектуальное шумоподавление Intelligent NoiseReduction ²	✓	✓			
ОБНОВЛЕНО NoiseReduction	✓	✓	✓	✓	✓
ОБНОВЛЕНО Активное подавление шума ветра			✓		



Индивидуальная настройка

ОБНОВЛЕНО Каналы (G/AGC)	20	20	16	12	12
ОБНОВЛЕНО Анализатор образа жизни			✓		
НОВОЕ Консультант по выбору вкладыша на базе ИИ			✓		



Беспроводное соединение²

ОБНОВЛЕНО iPhone	✓	✓	✓	✓	
ОБНОВЛЕНО Сенсорное управление	✓	✓	✓	✓	
ОБНОВЛЕНО Универсальное соединение			✓		
ОБНОВЛЕНО Телефонные звонки в режиме hands-free и потоковая передача медиа			✓		
ОБНОВЛЕНО Приложение stream remote App с функцией «Найти слуховые аппараты»			✓		

Доступно на всех уровнях производительности

Функция Intelligent AutoSurround: AutoStream² (SpeechStream, MusicStream)

Фокус на речи: технология частотной компрессии SoundRestore

Определение источника звука: Pinna Effect²

Комфорт даже в шумной среде: Sound Impulse Manager, FeedbackManager, Tinnitus Manager

Индивидуальная настройка: FocussedFit, Intelligent Acclimatization, DataLogging

Беспроводное соединение²: BiLink, RogerDirect™. Опция TV Connector и аксессуары для Remote Control

¹ Доступно с sound E-RX ² С беспроводными слуховыми аппаратами

³ Функция AutomaticMic (с беспроводными слуховыми аппаратами)

⁴ Доступно в ручной программе с уровнем производительности 7 или sound E-RX

⁵ Jazz E-10 NW O включает ConversationBoost на уровнях 5, 7 и 9