

ITE Hansaton Essenz

Услышьте мир по-новому

Клиенты могут мгновенно воспользоваться инновационными возможностями HearIntelligence 6.0 с технологией обработки звука Hansaton Essenz на базе чипа ERA™, включая следующие:

- Автоматическая программа на базе ИИ
- Функция StereoBeam с улучшенной SNR
- Функция Soft SpeechBoost, которая облегчает восприятие и улучшает разборчивость речи¹



Технология Hansaton Essenz доступна в современном стильном ITE. Просто установите флажок и получите доступ к новому инновационному процессу EarMatch™ Advantage, который обеспечивает:

- безопасную и комфортную первую настройку;
- значительно меньшее количество переработок в связи с окклюзией и внешним видом;
- минимальный размер и максимальную незаметность.

Целый день работы без подзарядки!²



jazz E-R

Беспроводной перезаряжаемый ITE с сенсорным управлением и IP68



Зарядное устройство Easy Line Charger

С защелкивающейся системой зарядки, простой и приятной

¹ Исследования Hansaton Insights: улучшенное восприятие звуков в тишине (2025).

² До 16 часов работы, включая 8 часов при использовании в обычном режиме, 4 часа потокового воспроизведения через Bluetooth® и 4 часа телетрансляции.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Сравнение показателей осуществляется с продуктами Hansaton предыдущего поколения.

Для использования некоторых функций требуются беспроводные слуховые аппараты.

Универсальное соединение

- Стабильные звонки в режиме hands-free и увеличенный диапазон связи для потоковой передачи данных открывает новые возможности для свободы передвижений.
- Возможность подключения до 8 устройств и одновременного подключения 2 устройств.
- Более 7000 моделей мобильных телефонов доступны для сопряжения.
- Дополнительные аксессуары, в частности микрофоны Roger™ и TV Connector.

Маленькая и незаметная альтернатива

Оптимизированные технологии шумоподавления, ручные программы с использованием дополнительной катушки или кнопки.



jazz E-10 NW O

Проводной ITE, с классом защиты от влаги IP68

Уровни производительности

	9	7	5	3	1
ОБНОВЛЕНО HearIntelligence 6.0 с технологией обработки звука Hansaton Essenz	✓	✓	✓	✓	✓
 Функция Intelligent AutoSurround					
Функция Intelligent AutoSurround	8	6	4	2	
Разговор в очень шумной обстановке ¹	✓				
Разговор в многолюдном месте	✓				
Разговор в небольшой группе	✓	✓			
Музыка	✓	✓			
Тишина	✓	✓	✓		
Шум	✓	✓	✓		
Разговор в шумной обстановке	✓	✓	✓	✓	
Разговор в тишине	✓	✓	✓	✓	✓ ²
 Фокус на речи					
ОБНОВЛЕНО Функция StereoBeam ¹	✓	✓ ³			
Функция Dynamic SpeechBeam ¹	✓				
Функция SpeechBeam ¹		✓			
Функция Dynamic SpeechBeam в машине ¹	✓				
ОБНОВЛЕНО Функция Directional SpeechBoost ¹	✓				
ОБНОВЛЕНО Функция Soft SpeechBoost ⁴	✓	✓	✓		
ОБНОВЛЕНО Функция SpeechBoost	✓	✓	✓	✓	✓
 Определение источника звука¹					
Функция SphereSound Natural	✓				
Функция SphereSound	✓	✓	✓		
 Комфорт даже в шумной среде					
Интеллектуальное шумоподавление Intelligent NoiseReduction ¹	✓	✓			
ОБНОВЛЕНО NoiseReduction	✓	✓	✓	✓	✓
ОБНОВЛЕНО Активное подавление шума ветра			✓		
 Индивидуальная настройка					
Каналы (G/AGC)	20	20	16	12	12
ОБНОВЛЕНО Анализатор образа жизни			✓		
НОВОЕ Консультант по выбору вкладыша на базе ИИ			✓		
 Беспроводное соединение¹					
BiPhone	✓	✓	✓	✓	
Сенсорное управление	✓	✓	✓	✓	
ОБНОВЛЕНО Универсальное соединение			✓		
ОБНОВЛЕНО Звонки по Bluetooth® в режиме Handsfree			✓		
ОБНОВЛЕНО Потокосная передача мультимедийных данных через Bluetooth®			✓		
ОБНОВЛЕНО stream remote App			✓		
НОВОЕ Функция «Найти устройство» для слуховых аппаратов			✓		

Доступно на всех уровнях производительности

Функция Intelligent AutoSurround: AutoStream¹ (SpeechStream, MusicStream)

Фокус на речи: технология частотной компрессии SoundRestore

Определение источника звука: Pinna Effect¹

Комфорт даже в шумной среде: Sound Impulse Manager, FeedbackManager, Tinnitus Manager

Индивидуальная настройка: FocussedFit, Intelligent Acclimatization, DataLogging

Беспроводное соединение¹: BiLink, RogerDirect™. Опции TV Connector, PartnerMic и аксессуары для Remote Control