

Hansaton Essenz

Услышьте мир
по-новому.

**Уровни
производительности**



 **HANSATON**

Подстроено под ваш слух, создано для вашего образа жизни

Наслаждайтесь звуками, связывающими вас с самыми ценными моментами жизни! Кем бы вы ни были — музыкантом, любителем активного отдыха, социально-активным человеком или занятым профессионалом, — Hansaton Essenz обеспечит производительность, которая соответствует вашим потребностям.

Принимайте решения на основе данных

Выбирайте уровень производительности, который идеально подходит под ваши нужды.

- Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом, чтобы подобрать решение, соответствующее вашему образу жизни.
- Получите рекомендации на основе данных с помощью Анализатора образа жизни.
- Выбирайте слуховой аппарат и уровень производительности с полной уверенностью!

Почему Hansaton Essenz — это именно то, что вам нужно?

- Превосходная технология обработки звука
- Универсальное беспроводное соединение
- Стильные слуховые аппараты с удобными зарядными устройствами

Не упускайте драгоценные моменты и наслаждайтесь полной жизнью!



Модель sound E-R изображена в натуральную величину



Модель jazz E-R изображена в натуральную величину

Оптимальный уровень для ваших потребностей

Каждый уровень включает свои функции и возможности всех предыдущих.¹



HearIntelligence 6.0

с технологией обработки звука Hansaton Essenz

9	Вечеринки Разговоры в машине Разговоры в многолюдных или шумных местах Спортивные мероприятия Путешествия	УРОВЕНЬ 9: ПЕРВЫЙ Улавливает речь собеседника, где бы он ни был — даже в автомобиле. Речь выделяется четче, а шумы подавляются сильнее, чем на любом другом уровне, чтобы вы могли общаться даже в самых шумных местах и на мероприятиях.	Разговоры в очень шумной обстановке¹ Разговоры в многолюдной обстановке Функция StereoBeam с функцией Intelligent NoiseReduction (интеллектуальное шумоподавление)¹ Функция Dynamic SpeechBeam с функцией Intelligent NoiseReduction (интеллектуальное шумоподавление)¹ Функция Dynamic SpeechBeam в машине¹ Функция SphereSound Natural¹ Функция Directional SpeechBoost¹ Дополнительные функции NoiseReduction и SpeechBoost
7	Рестораны Деловые встречи Музыка — живая и в записи Посещения магазинов	УРОВЕНЬ 7: БИЗНЕС Автоматически фокусируется на речи спереди и сбоку. Понижает шумы сзади и сбоку, чтобы вы могли комфортно участвовать в беседах даже в шумной обстановке. Распознает музыку и адаптирует настройки для лучшего восприятия.	Разговоры в небольшой группе людей Обстановка с музыкой Функция StereoBeam с функцией Intelligent NoiseReduction (интеллектуальное шумоподавление) в ручной программе¹ Функция SpeechBeam с функцией Intelligent NoiseReduction (интеллектуальное шумоподавление)¹ Дополнительные функции NoiseReduction и SpeechBoost
5	Кафе Шумный транспорт Большинство телевизионных передач Собеседники с тихим голосом	УРОВЕНЬ 5: КОМФОРТ Усиливает тихую речь и снижает нагрузку на слух.² Также автоматически облегчает общение в разных ситуациях, даже при умеренном шуме. Слуховые аппараты работают в связке, сохраняя подсказки, которые помогают определить источник звука, например людей или машины.	Шумная обстановка Тихая обстановка Функция Soft SpeechBoost³ Функция SphereSound¹ Дополнительные функции NoiseReduction и SpeechBoost
3	Ужины в узком кругу в тихой обстановке Звонки по стационарному телефону Игры для небольшой компании	УРОВЕНЬ 3: ЭКОНОМ Слуховые аппараты автоматически подстраиваются под громкие и тихие ситуации. Звонки по стационарному телефону слышны в обоих ушах. С помощью приложения можно еще больше приспособить работу аппаратов под свои нужды. Вы можете отвечать на звонки и управлять передачей аудиоданных одним касанием уха.	Разговоры в шумной обстановке Разговоры в тихой обстановке BiPhone¹ Сенсорное управление¹ Приложение stream remote App — индивидуальные программы¹
1	Разговоры тет-а-тет Беспроводное соединение С возможностью перезарядки	УРОВЕНЬ 1: ЭКОНОМ — МИНИМАЛЬНЫЙ Простой функционал и надежная работа слуховых аппаратов, а также удобное приложение с функцией «Найти слуховые аппараты» для вашего спокойствия. Ваши слуховые аппараты могут работать как беспроводные наушники для звонков в режиме Handsfree и потоковой передачи мультимедийных данных с мобильного телефона.	NoiseReduction Функция SpeechBoost Функция Sound Impulse Manager Функция Active Wind Block Универсальное соединение¹ Приложение stream remote App — базовые настройки¹ Найти слуховые аппараты¹

¹ Для использования некоторых функций требуются беспроводные слуховые аппараты.
² Исследования Hansaton Insights: улучшенное восприятие звуков в тишине (2025).
³ Модель jazz E-10 NW 0 включает функцию Soft ConversationBoost, а не Soft SpeechBoost.



С 1957 года компания Hansaton разрабатывает инновационные и продвинутое решения для улучшения слуха в повседневной жизни.



hansaton.com/pro



Мы активно способствуем переходу к более экологичному и низкоуглеродному будущему, оптимизируя наши процессы на всех этапах жизненного цикла продуктов и услуг.

sonova.com/sustainability